



Randersacker, 21. Januar 2013

## **Glostrup Hospital in Dänemark entscheidet sich für SOMNOmedics SOMNOscreen™ plus**

Das international renommierte Glostrup Hospital in Dänemark bei Kopenhagen hat sich für die Neuausstattung seiner Abteilung für ambulante Screenings und Polygraphien für SOMNOmedics Geräte entschieden. Insgesamt 15 Geräte, davon zehn SOMNOscreen™ plus PSG+ für erweiterte Screenings und vollständige Polysomnographien sowie fünf SOMNOscreen™ plus RC easy für kardiorespiratorische Screenings.

Das Glostrup Hospital in der Nähe der Hauptstadt Kopenhagen gilt als ein regionales und nationales Zentrum für medizinische Versorgung. Das dortige dänische Zentrum für Schlafmedizin ist die größte schlafmedizinische Abteilung Dänemarks.

Für Prof. Poul Jennum gab vor allem die Flexibilität und die Modularität der Geräte den Ausschlag: Das SOMNOscreen™ lässt sich individuell als kardiorespiratorischer Screener, vollwertiges PSG oder EEG-Gerät einsetzen und ist durch seine portable Bauweise auch flexibel und ortsunabhängig nutzbar.

Auch die Option, mit dem SOMNOscreen™ plus den Blutdruck des Patienten kontinuierlich und rückwirkungsfrei zu messen, war ein ausschlaggebender Punkt, der für die Entscheidung sprach. Hiermit kann der systolische und diastolische Blutdruck ohne Manschette und ohne Aufpumpen über die Pulswellenlaufzeit und einen patentierten Algorithmus kontinuierlich bestimmt werden.