

# NEU - SOMNOscreen™ plus PSG Tele BT: Interner Datenfunk & Signalanzeige im Patientenzimmer

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- Komfortabel durch integrierten Funksender im Basisgerät
- Datenübertragung vom Receiver an das Netzwerk über LAN-Anschluss
- Optimierter Stromverbrauch, 30% längere Laufzeit
- Signalkontrolle einfach, schnell und sicher auf Tablett-PC
- Anzeige der Verbindung mittels LED
- Sensorik kompatibel mit SOMNOscreen™
- Keine Interferenzen mit bestehenden Messplätzen
- Geringeres Störpotential durch räumlich angepasste Reichweite
- Modernes Farbdesign



## Im Set mit Infrarot-Kamera und integriertem Funkempfänger


Enthält: SOMNOscreen™ plus PSG Tele BT, sowie Kamera mit integriertem Funk

- Platzsparend, Maße: 135 x 105 x 60 mm
- Minimaler Installationsaufwand (1x LAN, 1x Netzanschluss 220V)
- Minimale Störanfälligkeit
- Auflösung: 640 x 480 px mit integrierter IR-Beleuchtung
- Kommunikation mit dem Patienten durch integrierte Lautsprecher und Mikrofon



## Signalkontrolle einfach, schnell und sicher auf Tablett-PC

- Sofortige Signalkontrolle am Patientenbett
- Einfacher Verbindungsaufbau durch direkte Anwahl des Geräts im Patientenzimmer



Zimmer 1  
Patientendaten 1

Zimmer 2  
Patientendaten 2

Zimmer 3  
Patientendaten 3