

Spezifikationsabfrage für die Anbindung externer Geräte

Es ist möglich verschiedene analoge Signale von externen Geräten in SOMNOmedics Systeme ein zu speisen. Hierzu sind folgende Informationen notwendig, welche Sie in dem Datenblatt des externen Gerätes finden. Legen Sie das Datenblatt bitte bei.

Worüber soll die Anbindung erfolgen?

- Optokoppler (Anbindung eines Signals möglich)
4-Fach Optokoppler (Anbindung von bis zu 4 Signalen möglich)
ADC Board (Anbindung von bis zu 8 oder 16 Signalen möglich)

Standard-Anbindungen (keine weiteren Infos nötig)

Respsense medair/ Nonin Lifesense (EtCO ₂)	EXT001/A	<input type="checkbox"/>
Sentec (PCO ₂)	EXT011/A	<input type="checkbox"/>
TCM 4/TCM CombiM (PCO ₂)	EXT016/A	<input type="checkbox"/>
TOSCA 500 (tcPCO ₂)	EXT019/A	<input type="checkbox"/>
TCM 5 (tpCO ₂)	EXT021/A	<input type="checkbox"/>

Bei nicht Standard-Anbindungen bitte ausfüllen

1. Welches Gerät soll eingebunden werden (Genaue Typenbeschreibung)?

(z.B. TCM 5)

2. Welche Signale sollen eingebunden werden?

(z.B. CO₂, SpO₂)

3. Steckertyp des Analogausgangs des externen Gerätes?

(z.B. Sub-D 15pol 3 reihig, 3,5 mm Klinkebuchse Stereo)

4. Pinbelegung des Analogausgangs des externen Gerätes?

(z.B. Pin 9=GND, Pin 6=CO₂ Signal)

5. Ausgangsspannung des Analogausgangs des externen Gerätes?

(z.B. +/- 3 V)

Vertriebsmitarbeiter
SOMNOmedics:

Kundennummer:

Datum: