

	Feature	SOT PSG	SSC	ECO	SHD
ALLGEMEINE FEATURES VON SOMNOMEDICS PRODUKTEN	Kostenlose Service-Hotline (24h)	●	●	●	●
	Kostenlose Firmware-Updates	●		●	●
	Kostenlose Software-Updates	●	●	●	●
	Kontinuierliche Impedanzmessung	●	●	●	●
	Video	●	●	●	●
	Blutdruck	●	●	●	●
	Headboxen (AASM / R&K konform)	●	●	●	●
	Bis zu 16 externe Kanäle mit ADC-Board	●	●	●	●
	Datenübertragung an PC in Echtzeit	●	●	●	●
	Signalkontrolle an PC & Tablet	●	●	●	●
Color Touch Display	●			●	
Signalkontrolle direkt am Gerät	●			●	
Erweiterung für neurologische Anwendungen			●	●	
Intelligent Connect	●		●	●	
RIP-Gurte (RIP-Technologie für Effort-Gurte)			●	●	
Thermistor			●	●	
Pneumotachograph			●	●	
Docking Station	●		●	●	
Zusätzliche Sensoren für Forschungszwecke			●*	●	
Integrierter Flow / CPAP-Druck	●		●	●	
Sensoren angepasst für Pädiatrische Anwendungen			●	●	
Zusätzliche freie Steckplätze bei Standard-PSG am Gerät			2	2	
Wireless Sensoren				●	
Abtastraten	bis zu 512 Hz	bis zu 1 kHz*	bis zu 4 kHz	bis zu 4 kHz	
Auflösung	16 Bit	16 Bit	24 Bit	24 Bit	
Anwenderfreundliche Verkabelung	☹️	😊	😊😊	😊😊😊	
Kosten	\$	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$	

\* für limitierte Anzahl Kanäle